

Loran Stahlmöbel



Ausstellungszeile Köln

Artikelnr.: 724676

Hersteller: Loran

€ 4.500,00

Zzgl. MwSt.

Ausstellungszeile Köln

Produkteigenschaften:

- Unterschränke
 - Waschbeckenschrank mit Mülleimerauszug
 - 2 Gerätenischen, inkl. 2 perforierte Blenden für die RDG
 - Doppeltürenschränk mit 2 Fachböden und abnehmbarer Rückwand
 - Schubladenschrank mit Auszug für PC-Tastatur
- Mineralstoff-Platte
- Maße (Länge x Tiefe): 324 x 65 cm
- Lack weiß (ähnlich RAL 9003)
- Sockel weiß
- Schubladen-Auszüge mit Softeinzügen (mit oder wahlweise ohne Griff)

Optionen und Dienstleistungen:

8 Kunststoffeinsätze für Schubladen	kostenlos
Hochglanz-Rückwand inkl. Kantenbearbeitung	€ 480,- zzgl. MwSt.
Edelstahlschiene mit Halterungen für <ul style="list-style-type: none">· Nadelbehälter· Ultraschallbad oder Wannen· Lupenleuchte, inkl. LED-Lupenleuchte mit 3 Dioptrien· Monitorhalterung	€ 1.250,- zzgl. MwSt.
Oberschränk mit 2 Türen und einem Ablagebord aus Stahl (muss neu bestellt werden)	€ 990,- zzgl. MwSt.

Spenderschrank GERL. Steel flat, im Paket	€ 999,- zzgl. MwSt.
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.)	€ 531,- zzgl. MwSt.
oder Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelspender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Montage pauschal	€ 1.000,- zzgl. MwSt.

Der Verkauf von Ausstellungsmöbelzeilen erfolgt ausschließlich regional. Bitte beachten Sie, dass bei überregionalen Verkäufen eine gesonderte Versandpauschale anfällt.