

# Infratronic Hygiene Station



Artikelnr.: 724690  
Hersteller: Weinmann GmbH

**€ 420,00**

Zzgl. MwSt.

- Pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: anthrazit, Spender weiß
- Maße: B 450 x H 1600 x T 450 mm inkl. Grundplatte
- Mobiler Positionierung durch Standfuß ohne Rollen
- Sensor Desinfektionsmittelspender, geeignet für Euro-Flaschen 1/2 und 1 Liter
- Edelstahl Auffangschalen-Sets
- Hygieneschild mit Desinfektion-Anleitung
- Enthaltene Zubehör:
  - Flaschenadapter-Set
  - keimarme Flaschenbelüftung
  - Endrehhilfe
  - Batterieset
  - Universal Schlauchdosierpumpe

## Optionen und Dienstleistungen:

Mehrpreis Rollen	€ 30,- zzgl. MwSt.
Versandkosten	€ 45,- zzgl. MwSt.

**Hinweise: Lieferzeit aktuell ca. 4 Wochen (kann sich täglich ändern)**

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.