



com-fit Super Sensitive Mundschutz

Packung 50 Stück mit Ohrschlinge, weiß



Artikelnr.: 72473

Hersteller: Dentsply Sirona Europe

Gewicht: 0.208 kg

Höhe: 100 mm

Breite: 100 mm

Länge: 190 mm

€ 17,11

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Masken mit Ohrschlinge, weiß

- Hervorragender Schutz für Personen mit empfindlicher Haut
- Hypoallergen und latexfrei - ohne Druckfarben, Farbstoffe, Duftstoffe oder kratzende Oberflächen, die die Haut irritieren
- Vorgeformter Nasenbügel, um sicherzustellen, dass der Mundschutz ordnungsgemäß getragen wird
- 99 % Partikel-Filterleistung (0,1 µm)
- Delta-P-Wert 2,2

Die weichen Bindebänder sind besonders lang, um den Mundschutz leicht anlegen und ablegen zu können, insbesondere, wenn eine Kopfbedeckung getragen wird.