

GERL. iO-Scan Chairside Package



Artikelnr.: 724789

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 40.890,00

Zzgl. MwSt.

- **GERL. iO-Scan** - Mobiler, puderfreier intraoraler Farbscanner¹
- **DG Shape DWX-42W** - 4-Achs Nassschleifeinheit für Glaskeramik, Hybridkeramik & Komposit
- **Exocad ChairsideCAD Flex** - CAD Software für Kronen, Brücken, Inlays / Onlays und Provisorien
 - inkl. Auto Articulator, Implant Modul, TruSmile und In-CAD Nesting
- **Ein geführter Workflow** – Scannen, Konstruieren, Fertigen
- Schnelle Scans und sehr realistische Farbwiedergabe
- Artificial Intelligence (AI) Scanning – Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch rausgerechnet
- Aktiv erwärmte Scanspitze (autoclavierbar)
- ZGB Schleifersatz für Glaskeramik und Komposit
- Diverses Zubehör für Scanner und Schleifeinheit

Für den Betrieb werden 3 bar und 39l/min Druckluft und ein leistungsstarker PC / Notebook benötigt.

Vorschläge unter „Optionen und Mehrpreise“

Optionen und Dienstleistungen:

GERL. iO-Scan Cart - 24" Monitor/Hygiene Maus und Tastatur/ High Performance-PC (Intel Core i7 / 32 GB / NVIDIA GTX 1660 / 3 Jahre vor Ort Service)	€ 2.000,- zzgl. MwSt.
High-Performance Notebook	€ 2.900,- zzgl. MwSt.

Unterschrank DWX-42W mit integriertem Kompressor	€ 2.290,- zzgl. MwSt.
Scanspitze für Shining iO	€ 45,- zzgl. MwSt.
Fräser ZGB 2,5 mm für Glaskeramik & Komposit	€ 60,- zzgl. MwSt.
Fräsersatz ZGB für Glaskeramik & Komposit (ø 0,5 & 1,0mm)	€ 120,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal	€ 1.200,- zzgl. MwSt.

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.