



RESOLON®

Packung 12 Stück, blau, 45 cm, HS 18, USP 4/0



Artikelnr.: 72481

Hersteller: Karl Hammacher GmbH

Gewicht: 0.065 kg

Höhe: 58 mm

Breite: 66 mm

Länge: 138 mm

€ 58,40

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Nadeln, blau, 45 cm, HS 18, USP 4/0

RESOLON® ist ein nicht-resorbierbares, monofilamentes Nahtmaterial aus Polyamid. Spezielle chemische Komponenten sorgen für geschmeidige Eigenschaften bei hoher Reißfestigkeit, was sich besonders bei der Hautnaht als vorteilhaft erwiesen hat.

- Nicht resorbierbar
- Überdurchschnittlich geschmeidig und weich
- Sehr gute Knüpfenschaften
- Hervorragender Gewebedurchzug
- Keine Kappilarität
- Geringe Gewebereaktion