



## Block Out Gel LC

Packung 4 x 1,2 ml Spritze , Applikationskanülen Typ 44



Artikelnr.: 72569  
Hersteller: Voco GmbH  
Gewicht: 0.036 kg  
Höhe: 33 mm  
Breite: 64 mm  
Länge: 148 mm

**€ 46,03**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 4 x 1,2 ml Spritze Block Out Gel LC, Applikationskanülen Typ 44

Lichthärtendes Ausblockmaterial

- Blaue Kontrastfarbe erleichtert die Applikationskontrolle
- Einfaches Auftragen direkt aus der Spritze
- Ausblocken von Gipsmodellen