



HM Finierer FG 7664

Packung 5 Stück konisch finieren, FG, 8,6 mm, ISO 015



Artikelnr.: 72989
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.007 kg

€ 34,59

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer konisch finieren, FG, Kopflänge: 8,6 mm, ISO 015

Gingivales und labiales Finieren - Konisch finieren.

Ideal zum Beschleifen von überschüssigem Material an anterioren Labialflächen oder in der zervikalen Region eines beliebigen Zahns. Erhältlich in Konfigurationen mit 6, 12, 18 und 30 Schneiden, in den Formen Nadelspitze, abgerundetes und planes Ende und in verschiedenen Längen für jede Art der Konturierung.