



## Luxator® Lk-7

Set



Artikelnr.: 73006  
Hersteller: Directa AB  
Gewicht: 0.858 kg  
Höhe: 43 mm  
Breite: 178 mm  
Länge: 283 mm

**€ 471,58**

*Zzgl. MwSt.*

**Set 8 Instrumente (L2S, L3C, L3S, L3CA, L3IC, L5C, L5S, L10)**

Kein Hebel - sondern ideale Synthese zwischen Hebel und Periotom. Die Wirkungsweise des Luxators basiert auf der Möglichkeit der Knochendehnung. Die spezielle Klingenform erlaubt ein Vordringen bis zum apikalen Drittel der Alveole. Diese Vorgehensweise führt zur Aufweitung der Alveole, so dass der Zahn oder die Zahnwurzel leicht mit einer rotierenden Bewegung mittels einer Zange entnommen werden kann. Die vielfältigen Zugangsformen der Luxatoren ermöglichen immer eine zur Zahnwurzel parallele Arbeitsrichtung. Dadurch bleibt das zirkuläre Ligament vollständig erhalten und ermöglicht so eine unkomplizierte Sofortimplantation.