



Guttapercha ISO color

Sortiment 100 Stück ISO 015-040



Artikelnr.: 73188

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.021 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 53 mm

Länge: 90 mm

€ 15,38

Zzgl. MwSt.

Sortiment 100 Spitzen ISO 015-040

Guttapercha ISO color – die Farben sind kräftiger und somit besser sichtbar. Abgeflachte Enden - die Spitzen können besser mit der Pinzette gehalten werden.

- Röntgensichtbar
- Exakt maßhaltig nach ISO-Norm
- Stabil und doch flexibel genug, sich den Kanalwänden exakt anzupassen
- Volumenbeständig
- Optimal gewebeverträglich
- Absolut hygienisch
- Länge ? 28 mm