



LM DuraGradeMAX™ Stopfer-Modellierer IO

Stück für Prämolaren, braun, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 73236
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 50 mm
Länge: 190 mm

€ 49,81

Zzgl. MwSt.

Stück Modellierinstrument für Prämolaren, braun, LM-ErgoMax™ Griff

Farbe rot:

- Konische Arbeitsteile, die sich hervorragend z. B. zur Modellierung der Okklusalfächen und zum Verdichten von Kunststoffen jeglicher Art eignen
- Die Komposite haften nicht an den sorgfältig polierten Klingen

Farbe braun:

- Kombinationsinstrument für Prämolaren

Farbe orange:

- Kombinationsinstrument für Molaren

LM-DuraGradeMAX™ Superstahl - unbeschichtet

- Hohe Abnutzungsbeständigkeit
- Korrosionsbeständig
- Kann nachgeschliffen werden

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten,

das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

LMErgoNorm™

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.