



STERILE C-PILOT® Feilen

Blisterpackung 6 Stück 19 mm ISO 006



Artikelnr.: 73238
Hersteller: VDW GmbH
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 61 mm
Länge: 75 mm

€ 12,11

Zzgl. MwSt.

Blisterpackung 6 Feilen 19 mm ISO 006

Zum Gängigmachen stark gekrümmter oder kalzifizierter Kanäle.

- Edelstahl, verbesserter CC+ Griff
- Besonders biegefest aufgrund thermischer Härtung
- Zur sicheren Erstellung eines Gleitpfades vor jeder maschinellen NiTi Aufbereitung
- Mit Zwischengröße ISO 12,5
- Die inaktive Pilot-Spitze führt das Instrument sicher im Kanal
- Zusätzlicher Längenaufdruck am Griff