

Morita T500 (OTP) S



Artikelnr.: 734334

Hersteller: Morita

Preis auf Anfrage

Arztelement:

- hängende Schläuche
- Lichtturbineneinrichtung
- 2 Lichtmotore LED
- Zahnsteinentfernungsgerät LED
- Multi-Funktionsspritze WS-97
- Schlauch-Spülsystem
- Silikon Trayaufgabe
- USB-Vorbereitung

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger
- Multi-Funktionsspritze WS-97
- DVGW konform mit Bottle
- Nassabsaugung mit Mundspülbeckenventil
- Schwenkbare Speischale weiß
- Warmwasserboiler
- Ventilset für Fremdgeräte

Patientenstuhl:

- Ölhydraulik
- 2-Gelenk-Kopfstütze
- Armlehne links

Weitere Ausstattung:

- Geräteleuchte LED Luna Vue TS
- Fußschalter kabelgebunden

- Lack silber metallic
- Polster nach Wahl

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Mehrpreis mit Separierung CS1 (ohne Abscheider)
Mehrpreis mit Wasserblock nach DVGW in angedocktem Gehäuse
Zusatztray für 2 Normtrays
Kompatibilitäts-Check
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten

Weitere Optionen auf Anfrage!