



Diamantscheiben 915D

Stück gelb extra fein, HP, Figur 355, 0,25 mm, ISO 220



Artikelnr.: 73463

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.017 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 23,93

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe gelb extra fein, HP, Figur 355, Stärke: 0,25 mm, ISO 220

Ob Kunststoff, Keramik, Zirkonoxid oder Gips – das umfassende Diamantscheibensortiment von MEISINGER hält für jedes Material die passenden Scheiben bereit. Gemeinsam haben sie alle ihren Hang zu Perfektion: Eine präzise Diamantbeschichtung, sehr hohe Standzeiten und vibrationsfreies Arbeiten zeichnen die Diamantscheiben aus. Aufgrund ihrer besonders dünnen Ausführung eignen sie sich zum präzisen Abtrennen und Separieren.

- blau mittel, rot fein, gelb - extra fein
- super flexibel
- Kunststoff separieren, Keramik separieren, Verblend- und Keramiktechnik