



ERGOPLANT Bone Condenser

Stück DX539R, bajonett, Ø 4,2-4,8 mm



Artikelnr.: 73465
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.039 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 60 mm
Länge: 255 mm

€ 60,27

Zzgl. MwSt.

Stück Condenser DX539R, bajonett, Ø 4,2-4,8 mm

Durch das Bone Condenser Kit, wird stufenweise mit verschiedenen Condensern der Knochen so verdichtet (Bone condensing), dass eine Primärstabilität erreicht wird. Die konisch aufeinander abgestimmten Arbeitsenden sind an der "Spitze" konvex. Der Knochen wird quasi "kortikalisiert", um eine sichere und erfolgreiche Implantatinsertion zu gewährleisten.