



## Diamantschleifer 9736

Packung 2 Stück rosa mittel, HP, Figur 042, 3 mm, ISO 150



Artikelnr.: 73575

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.021 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 27 mm

Länge: 40 mm

**€ 75,77**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Schleifer rosa mittel, HP, Figur 042, Stärke: 3 mm, ISO 150

Die MEISINGER Diamant-Keramik-Schleifer sind zur einfachen Bearbeitung von Zirkonoxid, Silithium-Disilikat, Feldspatkeramik und Verblendkeramiken geeignet. Die zwei unterschiedlichen Körnungen, grob und mittel, ermöglichen einen guten Abtrag bei sehr geringer Hitzeentwicklung und eignen sich optimal zum Ausdünnen der Kronenränder. Zudem sind die Diamant-Porzellan-Schleifer ohne Wasserkühlung einsetzbar. Speziell für die Bearbeitung von Zirkonoxid Restaurationen.

- Synthetische, diamantierte Bindung
- Guter Abtrag
- Geringe Hitzeentwicklung
- Keine Wasserkühlung notwendig
- Gute Reduzierung der Kronenränder
- blau - grob, rosa - mittel
- Verblend- und Keramiktechnik
- Empfohlene Drehzahl 8.000-12.000 U/min., max. Drehzahl 25.000 U/min.