

Punktstrahlgerät P-G 400

Stück P-G 400/2, 2 x 2 kg Strahlmittel



Artikelnr.: 73616

Hersteller: Harnisch & Rieth GmbH&Co.

Gewicht: 50 kg

€ 5.282,41

Zzgl. MwSt.

Stück Punktstrahlgerät P-G 400/2, 2 x 2 kg Strahlmittel

Dieses Punktstrahlgerät ist modular aufgebaut. Es kann mit 2, 3 oder 4 Strahleinheiten ausgerüstet werden. Strahlmittel von 25 bis 250 können problemlos eingesetzt werden (Glanzstrahlmittel, Aluminium-Oxyd und Spezial-Strahlmittel). Es werden optimale Haftbedingungen für Keramik und Kunststoff auf Metall und Edelmetall erzielt, wobei hier alle Techniken perfekt durchgeführt werden können. Das Gerät eignet sich zudem vorzüglich zum Beschichtungsstrahlen, Glanzstrahlen, Entfernen von Oxyd und Keramikresten nach dem Aufbrennen sowie zur Gestaltung der Verblendung und zur Ausarbeitung von keramischen Kauflächen.