



TempBond™ Original

Standardpackung 50 g Basismaterial, 15 g Katalysator, 1 Mischblock



Artikelnr.: 73784
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.08 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 115 mm
Länge: 140 mm

€ 22,24

Zzgl. MwSt.

Standardpackung 50 g Basismaterial, 15 g Katalysator, 1 Mischblock

TempBond® ist ein selbsthärtender Zement auf Zinkoxid-Eugenol-Basis, der zur Befestigung von provisorischen Kronen, Brücken oder Bisschienen geeignet ist oder zur provisorischen Befestigung von Langzeitrestorationen. Die guten Flieseigenschaften von TempBond® gestatten eine außerordentlich einfache Anwendung und garantieren ein müheloses und exaktes Einsetzen des gesamten Zahnersatzes.