



TAB 2000

Packung 50 ml Flüssigkeit normalhärtend



Artikelnr.: 73818
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.123 kg
Höhe: 123 mm
Breite: 48 mm
Länge: 49 mm

€ 12,46

Zzgl. MwSt.

Packung 50 ml Flüssigkeit normalhärtend

Selbsthärtender Kunststoff auf Acrylatbasis für provisorische Kronen und Brücken. Das Material zeichnet sich durch geringe Schrumpfung und Wärmeentwicklung während des Abbindeprozesses aus und schützt den beschliffenen Stumpf vor chemischen und thermischen Reizen.