



FOKALDRY

Flasche 80 ml Lösung



Artikelnr.: 74019
Hersteller: Lege artis Pharma
Gewicht: 0.183 kg
Höhe: 123 mm
Breite: 46 mm
Länge: 47 mm

€ 31,83

Zzgl. MwSt.

Flasche 80 ml Lösung

Der Turbo-DRYer: Lösungsmittelgemisch zur schnellen Reinigung, Entfettung, Trocknung von Kavitäten, Wurzelkanälen und Zahnoberflächen, auch für Kronen/Brücken geeignet.

- Reinigt, entfettet und trocknet in einem Arbeitsgang
- Trocknet sekundenschnell rückstandsfrei
- Reduziert Keime
- Optimiert die Haftung

Enthält:

- Aceton, Isopropylalkohol, Petrolether, Diisopropylether