




Kombischwabbel

Stück mit Kunststoffkern, Leder-Nessel-Leder, Ø 90 mm, S: 7 mm



Artikelnr.: 74021

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.034 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 86 mm

Länge: 87 mm

€ 8,84

Zzgl. MwSt.

Stück Schwabbel mit konischem Kunststoffkern, Leder-Nessel-Leder, Ø 90 mm, Stärke: 7 mm

Kombischwabbel (Leder-Nessel-Leder) mit konischem Kunststoffkern (KK). Bei dieser Schwabbel wurden die Eigenschaften des Nesselstoffes mit denen des Wildleders kombiniert. Polierscheiben aus feinem Baumwollstoff (Nessel) zwischen zwei Scheiben aus Chamoisleder.