



Smart-Pin

Packung 1.000 Smart-Pins



Artikelnr.: 74075
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.345 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 75 mm
Länge: 79 mm

€ 51,43

Zzgl. MwSt.

Packung 1.000 Smart-Pins

Aufgrund des geringen Durchmessers können diese Pins sehr eng gesetzt werden. Mit einer Schaftlänge von nur 12,5 mm ergibt sich ein flacher Modellssockel mit geringem Volumen. Retentionskopf Ø 1,6 mm.