



## PIEZON® PI MAX

Stück 120°



Artikelnr.: 74202

Hersteller: E.M.S. Electro Medical

Gewicht: 0.044 kg

Höhe: 133 mm

Breite: 80 mm

Länge: 70 mm

**€ 113,52**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Feilenhalter 120°

Instrument für nicht-chirurgische Parodontalbehandlungen auf Implantaten, Veneers, Kronen, Restaurationen, etc. Es entfernt Biofilm und Zahnstein supra- und subgingival bis zu 3 mm, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Mit seinem schlanken und glatten Design ist das neue *PIEZON® PI MAX* Instrument zahnfleischochonend, minimalinvasiv und präventiv, für maximalen Patientenkomfort. Mit zugehöriger Combitorque.