



Kronentrenner 36R

Packung 6 Stück schwarz feiner Querhieb, FG, Figur 139 rund, 4,5 mm, ISO 012



Artikelnr.: 74211

Hersteller: Busch & Co. GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 21 mm

Länge: 23 mm

€ 35,90

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Kronentrenner schwarz feiner Querhieb, FG, Figur 139 rund, Kopflänge: 4,5 mm, ISO 012

- Schwarz - mittlere Verzahnung mit feinem Querhieb
- Drehzahl ISO 010 - 012 - 180.000-200.000 U/min.
- Kronentrennen