



Honigum Light

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Light, Zubehör



Artikelnr.: 74332

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.296 kg

Höhe: 133 mm

Breite: 59 mm

Länge: 107 mm

€ 52,45

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Light, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips

Innovatives Korrekturabformmaterial auf der Basis von A-Silikon. Die Anwendungsgebiete sind für Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen.

- Ausgewogene Hydrophilie
- Hervorragende Fließfähigkeit
- Außergewöhnliche Standfestigkeit
- Aufzeichnung feinsten Details