



## els extra low shrinkage® FLOW

Packung 16 x 0,3 g Tip A3,5/B4

---



Artikelnr.: 74367

Hersteller: DLC Supply GmbH

Gewicht: 0.043 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 102 mm

Länge: 160 mm

**€ 74,65**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 16 x 0,3 g Tip A3,5/B4

*els extra low shrinkage® FLOW* ist ein fließfähiges Feinsthybridkomposit für Slots und erweiterte Fissurenversiegelungen. Es ist frei von TEGDMA und HEMA und somit für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen besonders geeignet.

- Niedrige Schrumpfspannung
- Hohe Randdichtigkeit
- Äusserst farbstabil / röntgenopak
- Ausgezeichnet und einfach auf hochglanz polierbar