




Diamantschleifer 9734

Packung 2 Stück rosa mittel, HP, Figur 173, 10 mm, ISO 040



Artikelnr.: 74433

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 39,33

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Schleifer rosa mittel, HP, Figur 173, 10 mm, ISO 040

Diamant-Keramik-Schleifer sind zur einfachen Bearbeitung von Zirkonoxid, Silithium-Disilikat, Feldspatkeramik und Verblendkeramiken geeignet. Die zwei unterschiedlichen Körnung, grob und mittel, ermöglichen einen guten Abtrag bei sehr geringer Hitzeentwicklung und eignen sich optimal zum Ausdünnen der Kronenränder. Zudem sind die Diamant-Porzellan-Schleifer ohne Wasserkühlung einsetzbar. Speziell für die Bearbeitung von Zirkonoxid Restaurationen.

- Synthetische, diamantierte Bindung
- Geringe Hitzeentwicklung
- Keine Wasserkühlung notwendig
- Gute Reduzierung der Krronenränder
- Empfohlene Drehzahl 8.000 - 12.000 U/min., max. Drehzahl 25.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik

2-Stufen System

1. Stufe Blau = grob

2. Stufe Rosa = mittel