



SILICONE-STOPS DISPENSER

Packung 200 Stück vorperforiert gelb, Ø 0,3 mm



Artikelnr.: 74508

Hersteller: Dentsply Sirona Europe

Gewicht: 0.02 kg

Höhe: 12 mm

Breite: 50 mm

Länge: 90 mm

€ 22,86

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Stops vorperforiert gelb, Ø 0,3 mm

SILICONE-STOPS DISPENSER nach Dr. Guldener, Einmalverpackung (nicht sterilisierbar), Stops sterilisierbar bis 180 °C.