

# CADstar CS.Neo2 Classic



Hot Summer Sale

Artikelnr.: 745098

Hersteller: CADstar

**€ 8.900,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

Hot Summer Sale

## Produkteigenschaften:

- **Genauigkeit von 5µm nach ISO 12836**
- Technologie: Streifenweißlicht
- 4 Kameras 12 MP pro Aufnahme (schwarz/weiß)
- Vollintegrierbar in die Exocad Software\*
- Offenes System: STL-, PLY-, 3Shape, Gamma und OnyxCeph Export möglich
- Extrem schnelle Scan bei gestochen scharfer Qualität
  - **Ganzkieferscan in 12 Sekunden**
- Inkl. 2 Jahre Garantie\*\*
- **Ultra Performance Workstation inkl. 24" Monitor**

\*Exocad Dental CAD Software auf Anfrage

\*\* Inkl. 48 Std. Expressreparatur bzw. Gerätetausch, Kostenloser Support im Garantiezeitraum. Garantie auf 4 Jahre erweiterbar!