

GERL. Chairside Package E4



GERL.ioSCANpro + Exocad Chairside-CAD Mill Bundle + Hinrimill E4

Artikelnr.: 745812_918161

Hersteller: GERL. Dental

€ 34.990,00

Zzgl. MwSt.

GERL.ioSCANpro + Exocad Chairside-CAD Mill Bundle + Hinrimill E4

Produkteigenschaften:

GERL. Chairside Package – alle Komponenten verknüpft in einem Workflow

- **GERL.ioSCANpro Intraoralscanner**
- Ultraschnelle Scans und sehr realistische Farbwiedergabe
- Artificial Intelligence (AI) Scanning – Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch rausgerechnet
- Inkl. SW-Lizenz, Scannerstation, elektronische Kalibrierungsstation
- Inkl. CAI-,Ortho Simulator- und Modelbuilder Software
- Aktiv erwärmte Scanspitze in zwei Größen bis zu 100-mal autoclavierbar (4x Standard & 1x klein)
- Offene Dateiformate
- Datenversand über die DSGVO konforme Dental Cloud (kostenlos für Praxis und Labor)
- **Exocad Chairside-CAD Mill Bundle** (jährliche Update Gebühr € 1.300,- zzgl. MwSt.)
- **GERL.Mill E4 – 4-Achs Schleif- und Fräsmaschine**
- Chairside-Kit (inkl. Microsoft Surface Go 3, Dockingstation, Maus)
- Nass- und *Trockenbearbeitung von Glaskeramik, Zirkon, PMMA, Komposit, Wachs
- Druckluftfrei – Patentiertes AIRTOOL System
- 800W Spindel mit 60.000 U/min
- Werkzeug Starterset
- 6 Fach Werkzeugwechsler
- Werkstückaufnahme: Pin-Type-Blocks mit max. 45x20x20mm
- 1 Jahr Garantie

*Für die Trockenbearbeitung ist das optional erhältliche Zubehörset „Trockenbearbeitung“ erforderlich

Optionen und Dienstleistungen:

Wireless – Scanner kabellos inkl. Dockingstation, Ladegerät und 3 Akkus	€ 1.000,- zzgl. MwSt.
USV- Unterbrechungsfreie Strom Versorgung für den Scan-PC	€ 390,- zzgl. MwSt.
GERL. Scan Cart – inkl. 24“ Touch Monitor, Ultra Performance PC, Hygiene- Maus und Tastatur	€ 4.500,- zzgl. MwSt.
Ultra-Performance Notebook	€ 2.850,- zzgl. MwSt.
Zubehörset „Trocken“ inkl. Absaugung	€ 3.590,- zzgl. MwSt.
Ivoclar CS6 Kombiofen inkl. Vakuumpumpe VP3 Sinter-, Kristallisations- und Keramikbrände in einem Gerät	€ 13.990,- zzgl. MwSt.
Ivoclar CS2 Keramikofen inkl. Vakuumpumpe VP3 Kristallisations- und Keramikbrände	€ 5.190,- zzgl. MwSt.
Scanspitze für GERL.ioSCAN pro - Standard	€ 45,- zzgl. MwSt.
Scanspitze für GERL.ioSCAN pro - klein	€ 45,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Montage und Installation, pauschal	€ 250,- zzgl. MwSt.
Einweisung in Hard- und Software, pauschal	€ 650,- zzgl. MwSt.

Die Mehrwertsteuer kann in Abstimmung mit dem Finanzamt über die USt-Erklärung erstattet werden.