



## Matrizenspanner nach Didner Nr. 8P

Stück für Bänder bis 5 mm



Artikelnr.: 74606

Hersteller: MEBA - Schwer GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.014 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 44 mm

Länge: 72 mm

**€ 30,88**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Spanner für Bänder bis 5 mm

Matrizenspanner Nr. 8P nach Didner ist ein verstellbarer Spanner, der mit seinem beweglichen Kopf nach rechts und links gedreht werden kann.