



## Universalküretten nach Goldmann-Fox AC

Stück Figur GF 4, 175 mm, Prämolaren, schwarz

---



Artikelnr.: 74679  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.045 kg  
Höhe: 21 mm  
Breite: 55 mm  
Länge: 212 mm

**€ 32,66**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Kürette Figur GF 4, 175 mm, gewinkelt, Prämolare, PEEK Griff, schwarz

Universalküretten nach Goldmann-Fox Anatomic Colours.

- Anatomischer High-Tech-Griff
- Extra leicht und "griffig" für ermüdungsfreies Arbeiten
- Farbcodierung für schnelles, übersichtlicheres Arbeiten
- Für Dampfsterilisation 134 °C (Autoklav) und Heißluftsterilisation 240 °C geeignet