



Scaler AC

Stück DB350R, 175 mm, für Frontzähne, Prämolaren, Molaren, universal, doppelendig



Artikelnr.: 74687

Hersteller: B.Braun SE

Gewicht: 0.048 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 55 mm

Länge: 211 mm

€ 29,06

Zzgl. MwSt.

Stück Scaler DB350R, 175 mm, für Frontzähne, Prämolaren, Molaren, universal, doppelendig

Anatomic Colours.

- Anatomischer High-Tech-Griff
- Extra leicht und "griffig" für ermüdungsfreies Arbeiten
- Farbcodierung für schnelles, übersichtlicheres Arbeiten
- Für Dampfsterilisation 134 °C (Autoklav) und Heißluftsterilisation 240 °C geeignet