



PROTAR® evo 7

Stück Artikulator 7 ohne Split-Cast



Artikelnr.: 74708

Hersteller: KaVo Dental GmbH

Gewicht: 2.312 kg

Höhe: 150 mm

Breite: 225 mm

Länge: 330 mm

€ 1.384,14

Zzgl. MwSt.

Stück Artikulator 7 mit Einstellmöglichkeit für sagittale Kondylenbahn, Bennettwinkel, Immediate -Side-Shift, Retrusion 0-1 mm, Protrusion 0-1,5 mm, Distraction 0-1,5 mm inklusive 1 Stützstift 0622 1181, Kontrollplatten, 1 Inzisalteller plan, 1 Inzisalteller 20°, 1 Oberteil-Stützstift, 1 3PS Magnetbefestigung, ohne Split-Cast

PROTAR® evo sind Artikulatoren, die durch ihr edles Design und Farbklima Hygiene und Wertigkeit wie selbstverständlich kommunizieren. Die neue Generation PROTAR® evo bietet durch die vergrößerten Einstellskalen deutlich bessere Justiermöglichkeiten, steigert die Präzision und hilft so, Ihre Kosten zu senken. Der hochpräzise KaVo Split-Cast ist Voraussetzung, damit nur die Zahnmodelle mit der prothetischen Arbeit ohne Artikulator versandt werden können. Ihr wertvolles Gerät verbleibt in Ihren Händen.

- Perfekte Präzision für Ihre Wirtschaftlichkeit
- Überzeugende Präsentation Ihrer prothetischen Arbeit am Patienten
- Souveräne Handhabung