




Ivory®



Artikelnr.: 74734

Hersteller: Sigma Dental Systems

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 124 mm

Länge: 137 mm

€ 8,53

Zzgl. MwSt.

Stück Schablone 6"x 6"

Kofferdam ist ein vielseitiges Hilfsmittel in der Zahnheilkunde. Es bietet sowohl Zahnarzt als auch Patient eine Vielzahl von Vorteilen und stellt ein effektives Mittel zur Qualitätsverbesserung bei zahlreichen Behandlungen dar. Die Verwendung von Kofferdam empfiehlt sich u. a. bei folgenden Behandlungen:

- Endodontie
- Kompositfüllungen
- Keramischen Restaurationen