

# LUXOMAT D

Stück



Artikelnr.: 74737

Hersteller: al dente Dentalprodukte

Gewicht: 4.06 kg

Höhe: 150 mm

Breite: 253 mm

Länge: 292 mm

**€ 405,58**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Lichthärtegerät

Ein leistungsstarkes Lichtpolymerisationsgerät zum Aushärten lichthärtender Dentalmaterialien wie universelle Abformlöffel, Versiegelungslacke sowie Ausblockmaterialien. Der Polymerisationsraum bietet ausreichend Platz für die Aufnahme von bis zu 4 Modellen. Durch die im Halbkreis angeordnete Kombination von je 2 UVA- und Blaulichtrohren, ergibt sich ein homogenes Polymerisationslicht für die Aushärtung der lichthärtenden Kunststoffe. Wahlweise durch LED angezeigte Aushärtezeiten von 5 Minuten, 10 Minuten oder Dauerbetrieb.