



Steri-Suc®-Tube

Packung 10 Stück



Artikelnr.: 74743
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 0.044 kg
Höhe: 252 mm
Breite: 80 mm
Länge: 19 mm

€ 32,01

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Kanülen

Chirurgische Absaugkanüle aus hochwertigem, durchsichtigem, honigfarbenem Kunststoff. Ungefährlich bei Berührung mit aktivierten Elektroden oder rotierenden Instrumenten.

- Angenehm für den Patienten
- Autoklavierbar
- Passt ohne Adapter auf Speichelzieher (6 mm)
- Optimal bei Arbeiten mit Hochfrequenzgeräten
- Extrem leicht mit ca. 3 g Gewicht
- Inkl. einem Chiru-Cleaner Nr. 23