



mollosil®

Flasche 5 ml Adhäsiv



Artikelnr.: 74775
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.064 kg
Höhe: 78 mm
Breite: 42 mm
Länge: 45 mm

€ 9,10

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 ml Adhäsiv

Permanente Prothesenunterfütterung auf A-Silikonbasis, chairside, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend. Sichere Haftung am Prothesenacrylat. Zum manuellen Anmischen, Dosierung 1:1. Auch geeignet für Immediatprothesen. Biokompatibel, geruchs- und geschmacksneutral. Kann auch im indirekten Verfahren verarbeitet werden. Farbe gingiva.

mollosil® Remover Tropfflasche - zum schnellen und sicheren Lösen der Verbindung zwischen elastischen Unterfütterungssilikonem und Prothesenacrylat. Einfache Anwendung, zeitaufwändiges Entfernen durch Fräsen entfällt. Keine Rückstände und Wechselwirkung bei wiederholter Unterfütterung.