



Wiro-lock Abdrucklöffel

Stück 99 Seitenzahnbereich, Drehgriff, teilbezahnt, regular



Artikelnr.: 74852

Hersteller: Karl Hammacher GmbH

Gewicht: 0.029 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 78 mm

Länge: 111 mm

€ 12,37

Zzgl. MwSt.

Stück Abdrucklöffel 99 Seitenzahnbereich, Drehgriff, teilbezahnt, regular

Die *Wiro-lock Abdrucklöffel* verfügen über eine Bördelung, dem Retentionsrandabschluß. Somit sind sie in der Lage, Abformmaterialien auch ohne Haftmittel zu halten. *Wiro-lock Abdrucklöffel* kann man im Ultraschallbad reinigen und selbstverständlich mit allen gebräuchlichen Verfahren sterilisieren.