




HygienicTray HT3000

Stück HT3000



Artikelnr.: 74890
Hersteller: Intensiv SA
Gewicht: 0.255 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 49 mm
Länge: 158 mm

€ 94,16

Zzgl. MwSt.

Stück Tray HT3000

Beständig hochwertiges Edelstahl-Instrumententray für die Bereitstellung aller rotierenden Instrumente der Behandlungsroutine. In 2 Einzelteile zerlegbar, für 36 FG-Diamanten und 18 RA Bohrer.