



## Protemp™ 4

Packung 50 ml Kartusche A1, 16 Mischkanülen blau



Artikelnr.: 74895

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.202 kg

Höhe: 71 mm

Breite: 105 mm

Länge: 132 mm

**€ 77,12**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 50 ml Kartusche A1, 16 Mischkanülen blau

3M™ Protemp™ 4 Temporäres Kronen- und Brückenmaterial bietet eine zuverlässige und starke temporäre Versorgung mit rekordverdächtiger Festigkeit, besserer Abrasionsstabilität und ist auch für Langzeitprovisorien geeignet.

- Sehr hohe Festigkeitswerte
- Hervorragende Ästhetik
- Einfache, zeitsparende Handhabung
- Zum automatischen Anmischen und Dosieren im 3M™ Garant™ Dispenser
  
- Herstellung von temporären Kronen und Brücken, Inlays, Onlays, Veneers und Langzeitprovisorien
- Versorgung von Implantat-Abutments
- Als Unterfüttungsmaterial für vorgefertigte Kronen aus Komposit (z. B. 3M™ Protemp™ Crown Temporäre Kronen) und Metall (z. B. 3M™ Iso-Form™ Temporäre Kronen) verwendbar
- Veneers
- Langzeitprovisorien
- Versorgung von Implantat Abutments