



Magic Disc

Packung 15 Stück, ultradünn, glasfaserverstärkt, Ø 20 mm x 0,2 mm



Artikelnr.: 74997

Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 33 mm

Breite: 30 mm

Länge: 36 mm

€ 57,54

Zzgl. MwSt.

Packung 15 Scheiben, ultradünn, glasfaserverstärkt, Ø 20 mm x 0,2 mm

Diamantierte Trennscheiben für die Keramik.

- Ultradünn
- Hochflexibel und bruchsicher
- Glasfaserverstärkt
- Zum Beschleifen von Keramik & Zirkon
- Hohe Schnittleistung beim Abtrennen von Presskanälen
- Extrem hohe Standfestigkeit und Langlebigkeit