



## THERMAFIL® Obturatoren

Packung 6 Stück ISO 020



Artikelnr.: 75118

Hersteller: Dentsply Sirona Europe

Gewicht: 0.02 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 44 mm

Länge: 66 mm

**€ 23,37**

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Obturatoren ISO 020

Schnelle und einfache thermoplastische Wurzelkanalfüllung. Die *THERMAFIL® Obturatoren* besteht aus einem Kunststoffkern, ummantelt mit Guttapercha. Er wird im ThermaPrep Plus Ofen in wenigen Sekunden erhitzt.