



# Ketac™ Cem Maxicap™

Packung 50 Kapseln im Blister



Artikelnr.: 75254

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.347 kg

Höhe: 88 mm

Breite: 112 mm

Länge: 193 mm

**€ 174,38**

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Kapseln im Blister

Der 3M™ Ketac™ Cem Glasionomer-Befestigungszement zur einfachen, aber hochwertigen Verarbeitung im 3M™ Maxicap™ Applikationssystem.

- Bewährte einfache Anwendung durch bewiesene klinische Langzeiterfolge
- Hohe Biokompatibilität
- Röntgenopak
- Fluoridionenabgabe
- Verarbeitung (inkl. Mischen): 3:00 Min.
- Abbindung (ab Mischbeginn): 7:00 Min.
  
- Inlays, Onlays, Kronen und Brücken aus Metall und verblendeter Metallkeramik
- Inlays, Onlays, Kronen und Brücken aus Aluminiumoxid oder Zirkonoxid (z. B. 3M™ Lava™ Kronen & Brücken)
- Endodontischen Stiften
- Kieferorthopädische Anwendungen
- Unterfüllungen
- Kronen und Brücken auf Implantatabutments