



## Bur Station blau St

Stück gelb



Artikelnr.: 75260

Hersteller: Shofu Dental GmbH

Gewicht: 0.019 kg

Höhe: 41 mm

Breite: 26 mm

Länge: 46 mm

**€ 8,48**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Bohrerständer gelb

Die *Bur Station II* zur Aufbewahrung und Sterilisation von bis zu 17 Instrumenten (11x FG und 6x W) ist aus multifunktionellem Kunststoff, besitzt hohe thermische Resistenz ( 140 °C) und zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit gegen die Einwirkung von Chemikalien aus. Dieser Bohrerständer ist in zwei Farben erhältlich.

- Multifunktionelles Kunststoffgehäuse mit Deckel
- 2 Farben: gelb, hellblau
- Maße: 4,2 x 2,2 x 3,0 cm
- Für 11 Turbinen- und 6 Winkelstückinstrumente