



# Ketac™ Cem radiopaque

Flasche 12 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 75269

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.064 kg

Höhe: 46 mm

Breite: 44 mm

Länge: 94 mm

**€ 17,13**

*Zzgl. MwSt.*

**Flasche** 12 ml Flüssigkeit

Der 3M™ *Ketac™ Cem radiopaque* Glasionomer-Befestigungszement mit extrem dünner Filmstärke für eine Vielzahl an Indikationen.

- Extrem dünne Filmstärke
- Röntgenopak
- Fluoridionenabgabe
- Verarbeitung (inkl. Mischen): 3:30 Min.
- Abbindung (ab Mischbeginn): 7:00 Min.
  
- Definitive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken aus Metall oder verblendeter Metallkeramik sowie Aluminium- oder Zirkonoxid (z. B. 3M™ Lava™ Kronen und Brücken)
- Definitive Zementierung von endodontischen Stiften und kieferorthopädischen Bändern aus Metall
- Unterfüllungen
- Kronen und Brücken auf Implantatabutments