



## Express™ 2

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Regular Body, Zubehör

---



Artikelnr.: 75272  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.513 kg  
Höhe: 86 mm  
Breite: 109 mm  
Länge: 194 mm

**€ 95,39**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Refill Packung** 4 x 50 ml Doppelkartusche Regular Body, 5 Garant Mischkanülen gelb, 5 Einwegspritzen

Bleibt top in Form: Das A-Silikon-Abformmaterial für die Doppelmisch- und Korrekturtechnik zum automatischen Anmischen im 3M™ Garant™ Dispenser und das normalabbindende 3M™ Express™ 2 Heavy Body Vinyl Polysiloxan Abformmaterial für die Doppelmischtechnik.

- Außergewöhnliche Hydrophilie
  - Sehr gute Fließfähigkeit
  - Sehr hohe Reißfestigkeit
  - Nahezu 100 % Rückstellvermögen nach Stauchung als auch Dehnung
  - Hydrophile Heavy-Body Abformmaterialien
  - Angemessene Härte nach dem Abbinden
  - Leichte Entnahme der Abformung aus dem Mund
  - Kombination mit allen VPS Umspritz-Materialien von 3M möglich
- 
- Kronen- und Brückenabformungen
  - Inlay- und Onlayabformungen
  - Schnellabbindende Produkte für 1 oder 2 Einheiten