

Water Distiller

Stück



Artikelnr.: 75293
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 5 kg
Höhe: 420 mm
Breite: 280 mm
Länge: 280 mm

€ 432,67

Zzgl. MwSt.

Stück Wasseraufbereitungsgerät

Wasseraufbereiter zur Destillation von Leitungswasser.

Die Verwendung von weichem und reinem Wasser ist absolut unerlässlich, um die Lebensdauer des Sterilisators und aller Instrumente zu optimieren. Der Water Distiller erzeugt aus Leitungswasser 4 Liter destilliertes Reinwasser. Mit dieser Menge können mit unseren Sterilisatoren, deren Wasserverbrauch auf ein Mindestmaß optimiert ist, bis zu 16 Sterilisationszyklen durchgeführt werden.

- Destillation von Leitungswasser
- Einfache Bedienung
- Kompakt, leicht und transportabel
- Robuster und wartungsfreundlicher Edelstahlbehälter
- Automatische Heizabschaltung
- Integrierter Kohlefilter
- Leistungsvolumen 4 Liter