



# Maxicap™ Aktivator/Applier

Stück Applier

---



Artikelnr.: 75376

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.226 kg

Höhe: 51 mm

Breite: 89 mm

Länge: 168 mm

**€ 72,14**

*Zzgl. MwSt.*

---

## Stück Applier

Das 3M™ Maxicap™ Aktivator/Applikator Kombi-Pack zum einfachen Aktivieren und Applizieren der 3M™ Aplicap™ Kapseln. Einfache Handhabung, konstante Verarbeitungseigenschaften und Qualität dank des 3M™ Maxicap™ Systems. Einfache Aktivierung des Pulvers und der Flüssigkeit, um die Maxicap-Kapsel zum Mischen vorzubereiten.