



## Silikonpolierer

Packung 12 Stück braun, RA, Figur Kelch, ISO 065



Artikelnr.: 75585

Hersteller: Shofu Dental GmbH

Gewicht: 0.028 kg

Höhe: 68 mm

Breite: 25 mm

Länge: 62 mm

**€ 12,66**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 12 Polierer braun, RA, Figur Kelch, ISO 065

Brownie Greenie Supergreenie

Die Silikonpolierer mit integrierten Poliermitteln sorgen für ein schnelles und brillantes Polieren von Edelmetallen und Amalgam.

Brownies dienen zur Vorpolutur, Greenies werden im Anschluss zur Glanzpolutur eingesetzt; mit den Supergreenies (gelbe Schaftmarkierung) wird eine Hochglanzpolutur erreicht. Der Hochglanz entsteht durch die Verwendung der mit hochwertigen Schleifmitteln imprägnierten Silikonpolierer selbst; der Einsatz einer zusätzlichen Polierpaste ist nicht notwendig.

- Metallische Restauration wie Inlays, Onlays, Kronen und Brücken im Mund des Patienten
- Empfohlene Drehzahl 5.000 - 7.000 U/min.
- Zur Amalgam-Politur wird Wasser benötigt