



## Ceramisté

Packung 12 Stück unmontiert, Standard, Figur Rad, ISO 220

---



Artikelnr.: 75603  
Hersteller: Shofu Dental GmbH  
Gewicht: 0.05 kg  
Höhe: 31 mm  
Breite: 28 mm  
Länge: 48 mm

**€ 16,03**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 12 Polierer unmontiert, Standard, Figur Rad, ISO 220

Die Silikon-Systempolierer wurden speziell für die Politur von Keramik und Zahnschmelz entwickelt. Mit Ceramisté Standard, Ceramisté Ultra und Ceramisté Ultra II stehen Instrumente für jede Polierstufe bis zum Hochglanz zur Verfügung.

- Standard - ohne Markierung - Vorpolitur
- Ultra - gelb - Politur
- Ultra II - weiß - Hochglanzpolitur
- Empfohlene Drehzahl 10.000 - 12.000 U/min., max. FG 15.000 U/min., max. Andere 20.000 U/min.